




Trade Mission I-BACKTEST




LINE





ไปที่ i-Backtest
Go to i-Backtest

i-Genetic




i-Backtest



ตั้งค่า Data Source ใน i-Backtest ให้ตรงกับ i-Genetic (กรอบสีเหลือง) > นำสูตร Best Buy Script กับ Best Sell Script จาก i-Genetic (กรอบสีส้ม) มาวางในช่อง Buy Script กับ Sell Script (กรอบสีแดง) > จากนั้นกด Backtest

Set Data Source in i-Backtest to match i-Genetic (Yellow frame) > You copy Best Buy Script with Best Sell Script from i-Genetic (Orange frame) to paste Buy Script with Sell Script (Red frame).

> Then you click Backtest



แสดงผลจากสูตรที่ได้จาก i-Genetic มา i-Backtest
Show result of formula from i-Genetic to i-Backtest